

Автоматический Диоптриметр eLM-10

Характеристики

Автоматическое распознавание прогрессивных линз

Измерение параметров прогрессивных линз выполняется в автоматическом режиме. Для этого достаточно выбрать соответствующий пункт в меню прибора.

Цветной ЖК дисплей

Информация отображаемая на цветном ЖК дисплее читается очень легко. Интерфейс прибора, использующий пиктограммы, позволяет комфортно работать даже начинающему пользователю.

Выбор Числа Аббе

Для точного измерения высокоиндексных линз можно выбрать значение Числа из пяти возможных вариантов.

Опора для линзы

Нет необходимости выставлять опорное кольцо при установке линзы. Просто нажмите кнопку «PUSH» на корпусе прибора и оно установится автоматически.

Принтер

С помощью высокоскоростного термопринтера измеренные значения могут быть напечатаны очень быстро. Дополнительно для прогрессивных линз могут быть выведены на печать графики их характеристик.

